

Der LightStream | mobil ist akkubetrieben und besteht aus einem Handstück plus Laserkopf mit Aufsatz und Ladestation. Wie beim LightStream | High Power erfolgt die Datenübertragung und Programmierung über die Basisstation per Bluetooth. Es können mehrere Lasergeräte von einer Basisstation, die die bekannten Biofrequenzen und Therapieprogramme bereitstellt, angesteuert werden. Je nach Fall erfolgt die Einstellung, Frequenzwahl etc. an der Basisstation am großen Display oder direkt am Mobilteil.



Es stehen verschiedene austauschbare Laserköpfe zur Verfügung (Punkt/Fläche), als Kl. 3B oder Kl. 4 bis zu 3 W/808 nm.

Das umfassende modulare LightStream Konzept bietet dem Anwender maximale Flexibilität und äußerst kostengünstige Erweiterung.



LightStream | mobil in der Ladestation



Austausch des Laserkopfes